

Hauteur des boîtiers



Entourer la ligne désirée pour la hauteur des boîtiers

7	6	5	4	3	2	1	MAXILLAIRE
2.0	4.0	5.0	5.5	6.0	5.5	6.0	+1.0 mm
2.0	3.5	4.5	5.0	5.5	5.0	5.5	+0.5 mm
2.0	3.0	4.0	4.5	5.0	4.5	5.0	MOYENNE
2.0	2.5	3.5	4.0	4.5	4.0	4.5	-0.5 mm
2.0	2.0	3.0	3.5	4.0	3.5	4.0	-1.0 mm
7	6	5	4	3	2	1	MANDIBULE
3.5	3.5	4.5	5.0	5.5	5.0	5.0	+1.0 mm
3.0	3.0	4.0	4.5	5.0	4.5	4.5	+0.5 mm
2.5	2.5	3.5	4.0	4.5	4.0	4.0	MOYENNE
2.0	2.0	3.0	3.5	4.0	3.5	3.5	-0.5 mm
2.0	2.0	2.5	3.0	3.5	3.0	3.0	-1.0 mm

- Fabriquer modèle d'étude selon la taille orthodontique reconnue
- Choisir la hauteur des boîtiers en utilisant la méthode des crêtes marginales
- Choisir la hauteur des boîtiers en utilisant les données sur la prescription
- Ci-joint le panoramique
- Je vous enverrai le panoramique par courriel au info@labbellomo.com

- Matrice de transfert 2 sections 3 sections
- Méthode d'adhésion Clean Base Custom Base

Surcorrection



Indiquer en mm la hauteur des boîtiers si les mesures sont différentes du tableau de gauche

Indiquer avec une flèche, les dents en rotation et les surcorrections à faire en mm

Indiquer avec un "X" les dents absentes, à être extraites ou à ne pas installer de boîtier

Instructions spécifiques:

No de licence:

Téléphone: ()

Docteur:

Adresse:

Ville:

Province:

Code postal:

Date voulue:

Patient: